

Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa Guía de inicio de la aplicación CGM

Descripción general del Sistema i3 CGM

Consulte la Guía del usuario para ver las instrucciones e información completa del sistema.

La Guía del usuario se ofrece en forma electrónica. Puede descargar el PDF desde iCan-cgm.com.

Si necesita una copia impresa de la Guía del usuario, comuníquese con el distribuidor o envíe la solicitud a la dirección de correo electrónico: support@icancgm.com. Se le proveerá de forma gratuita dentro de los siete días.


Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a support@icancgm.com

Todos los gráficos son representativos. Su producto puede tener un aspecto diferente.

Kit del sensor



Paquete de sensores




Paquete del transmisor

Transmisor



Bandeja del transmisor

iCan CGM APP



- 1 Preparación
- 2 Configurar aplicación móvil
- 3 Insertar el sensor
- 4 Iniciar monitoreo
- 5 Finalizar monitoreo

1 Empezar

Paso 1: Instalar aplicación iCan CGM

Descargue la aplicación iCan CGM desde App Store o Google Play



Paso 2: Iniciar Sesión en su cuenta iCan CGM

a. Inicie sesión si ya tiene una cuenta.
b. Toque "Registrar" al final de la página si es un nuevo usuario del sistema. La aplicación lo guiará a través de las pantallas y videos informativos. Toque "Siguiente" para continuar hasta llegar a la página de escaneo de código QR. Mantenga la aplicación abierta durante todo el proceso.




2 Emparejar con el transmisor

Paso 1: Retire el paquete del transmisor

Paso 2: Verifique que los códigos SN (Número de Serie) coincidan

Paso 3: Emparejar con el transmisor



Retire el paquete del transmisor de la parte inferior de la caja del paquete del sensor.

Verifique que los primeros 8 dígitos del código SN del paquete del sensor coincidan con los del transmisor antes de emparejar su sensor con el transmisor.




- a. Abra la aplicación y asegúrese de activar el Bluetooth.
- b. Inicie sesión en su cuenta y utilice su aplicación para escanear el código QR en el paquete del sensor.
- c. El emparejamiento se realizará automáticamente. No cierre la aplicación y manténgala a una distancia de no más de 6 metros mientras realiza el siguiente paso. Si ingresa el código SN de forma manual, haga clic en "Siguiente" para continuar.
- d. Mantenga su teléfono cerca y prepare para la inserción en el paso siguiente

3 Insertar el sensor

Aprenda a insertar el sensor, y siga la "Guía de inicio rápido para el Sistema de Monitoreo Continuo de Glucosa" incluida en el paquete.


4 Iniciar monitoreo

Paso 1: Iniciar sensor CGM




Cuando el sensor se inserta correctamente, su aplicación CGM le instará a iniciar el sensor. Toque "Iniciar" para el siguiente paso.

Paso 2: Esperar a que el sensor complete la activación



Toque "Iniciar" para comenzar la activación del sensor de 2 horas. No habrá lecturas de glucosa ni alertas hasta que se haya completado la activación. Mantenga la aplicación abierta y su dispositivo inteligente a menos de 20 pies de distancia con el transmisor durante todo el proceso de activación del sensor.

Paso 3: Configurar alertas



Precaución: Recibirá una alerta urgente de glucosa baja por defecto siempre si los valores de glucosa del sensor son de 55 mg/dl o menos. Para información detallada acerca de las alertas de glucosa y la configuración del sistema, consulte la "Información de seguridad importante" en las Instrucciones de uso.

Paso 4: Verificar su nivel de glucosa




Flecha de tendencia de glucosa

Dirección de su nivel de glucosa

Flecha	Significado	Flecha	Significado
↗	Aumento acelerado de glucosa	↘	Glucose falling slowly
↑	Aumento rápido de glucosa	↓	Glucose falling quickly
↖	Aumento lento de glucosa	↙	Glucose falling rapidly
→	Glucosa estable		

Gráfico de glucosa


Gráfico de sus lecturas de glucosa actuales y almacenadas



5 Finalizar monitoreo

Paso 1: Confirme que la sesión actual se ha completado

Al completar los 15 días de la sesión de monitoreo, la aplicación le dará instrucciones para que cambie un nuevo sensor o revise el Informe histórico.



Paso 2: Retirar el sensor

- Tire del borde del adhesivo.
- Despegue lentamente el adhesivo de la piel con un solo movimiento.



Paso 3: Eliminación

No toque el sensor. El sensor no puede ser reutilizado una vez retirado. Deseche el sensor usado de acuerdo con la normativa local.

